



全新生醫 親水性敷料

Hydro Colloid Dressing

有效隔離 吸收滲液 自然癒合



柔軟素材 防水服貼 輕柔保護



全新生醫股份有限公司 出品

地址：桃園市楊梅區幼獅工業區青年路六號1樓

電話：03-4642482 傳真：03-4641432

電郵：service@igiban.com 網址：www.igiban.com

品質系統
認證
Certification



厚生労働省
ひと、暮らし、みらいのために
外国製造業者登録証



台灣設計製造 行銷全世界

濕潤療創+人工皮+自主照護
傷口護理 好得漂亮 好得快



(一) 概念：

親水性敷料是一種先進的保濕型傷口敷料，主要由親水性膠體、黏著劑、PU薄膜所組成。

(二) 原理：

即傷口上覆蓋保濕敷料，藉由吸收傷口滲出液變白而澎潤形成凝膠，維持創面濕潤環境不結痂。


(三) 特性：

- 1、尺寸多款、立體與平面，專為身體各部位的不同需求而設計。
- 2、質地柔軟緊密貼合患部，有效隔離外界環境。
- 3、能快速吸收傷口滲出液澎潤而變白，保持創面濕潤。
- 4、防水外層，可淋浴、短暫泡澡。
- 5、彈性良好，服貼舒適，不影響日常生活。
- 6、使用時無滲漏、剝離、髒污、不舒適，皆可繼續貼覆，減少更換次數。
- 7、吸濕退黏不沾黏創面，撕除容易不會造成二次傷害，更換不痛苦。
- 8、傷口不結痂，復原較平整。

(四) 用途：

- 1、各種淺、中層；具有滲出液的傷口
- 2、各類淺層的皮外傷（如：跌擦、撕裂、切割傷）
- 3、小面積淺層的燒燙傷
- 4、手術後傷口
- 5、雷射美容傷口
- 6、摩擦性的防護（如：新鞋磨足、水泡預防）

IGIBAN
全新一級絆



溼潤療創的三原則

- 不要消毒
- 用水洗淨
- 覆蓋保濕敷料




保持傷口溼潤好的快 (Moist Healing)

- 癒合較快
- 減輕疼痛
- 疤痕較少


乾燥療創

- 讓傷口接觸空氣，以棉墊覆蓋傷口，使血液乾掉結痂。
- 結痂塊使細胞無法快速游動增生，延遲細胞的表皮化。
- 滲出液量很少，無法保持溼潤狀態，延遲傷口修復的速度。



溼潤療創

- 使用保溼防水防菌的敷料，覆蓋傷口，保持創床溼潤狀態。
- 有滲出液溼潤狀態下，細胞可以快速游動增生加速表皮化。
- 有效的利用滲出液保持溼潤狀態，加速傷口修復。



傷口照護案例比較



第一天



第二天



第四天



第七天

(傷口恢復情況與快慢，會因個人體質與傷口狀態而略有不同)

適用： 手部 / 彎曲部位 / 小面積淺層傷口
燙傷，水泡，跌擦傷，淺層割傷，雷射，紮針，蚊蟲叮咬，富貴手等。


特性： 一體成型 / 透明 / 防水
3D 多波專利設計，邊薄內厚，服貼舒適，不易脫落。




- 貨 號：3660624
- 規 格：2×7公分
- 小包裝：10片/盒
- 中盒裝：10盒/中盒
- 大包裝：100盒/件



- 貨 號：3660631
- 規 格：3×7公分
- 小包裝：6片/盒
- 中盒裝：10盒/中盒
- 大包裝：100盒/件



- 貨 號：3660648
- 規 格：4.5×7公分
- 小包裝：5片/盒
- 中盒裝：10盒/中盒
- 大包裝：100盒/件



適用： 小面積淺層傷口
雷射，青春痘，紮針，蚊蟲叮咬，指緣乾裂等。

特性： 一體成型 / 隱形透明 / 防水
單手操作專利設計，邊薄內厚，服貼舒適，不易脫落。



- 貨 號：3660686
- 規 格：1.2×1.5公分
- 小包裝：30枚/盒
- 中盒裝：15盒/中盒
- 大包裝：150盒/件



- 貨 號：3660662
- 規 格：1.3×1.3公分
- 小包裝：24枚/盒
- 中盒裝：15盒/中盒
- 大包裝：150盒/件



溼潤療創的4個步驟：沖、擦、敷、看



適用： 跌擦傷，淺層燒燙傷，滲出液較多的傷口。
燙傷，水泡，跌擦傷，淺層割傷，雷射，紮針，蚊蟲叮咬，富貴手等。

特性： 透明 / 防水 / 大小隨意剪裁。



- 貨 號：3661225
- 規 格：5×7公分
- 小包裝：4片/盒
- 大包裝：60盒/件



- 貨 號：3661218
- 規 格：6×8公分
- 小包裝：3片/盒
- 大包裝：60盒/件



- 貨 號：3661201
- 規 格：8×10公分
- 小包裝：2片/盒
- 大包裝：40盒/件





- 貨 號：3661195
- 規 格：10×10公分
- 小包裝：1片/袋



- 貨 號：3661188
- 規 格：5×20公分
- 小包裝：2片/袋



- 貨 號：3661171
- 規 格：5×10公分
- 小包裝：3片/袋



適用： 穿鞋前的預防，磨足時的隔離，軟化角皮，預防乾裂

特性： 一體成型 / 透明 / 防水

3D 多波專利設計，邊薄內厚，服貼舒適，不易脫落。
長期使用可軟化角質，預防乾裂發生。



- 貨 號：3660150
- 規 格：2×6公分
- 小包裝：8片/盒
- 中盒裝：15盒/中盒
- 大包裝：150盒/件



- 貨 號：3660167
- 規 格：3.6×5.6公分
- 小包裝：6片/盒
- 中盒裝：15盒/中盒
- 大包裝：150盒/件



- 貨 號：3660204
- 規 格：3.6×6公分
- 小包裝：6片/盒
- 中盒裝：15盒/中盒
- 大包裝：150盒/件



- 貨 號：3660280
- 規 格：組合裝
- 小包裝：8片/盒
- 中盒裝：15盒/中盒
- 大包裝：150盒/件

